



Compartiendo

Puede compartir tableros y paneles con otros usuarios, así como producir instantáneas para ser visualizadas en servicios externos.

Compartiendo Tableros

Hacer click en el botón **Compartir Tablero** (*Share dashboard*) en el panel de navegación superior derecho> Seleccione una de las tres opciones: **Enlace** (*Link*), **Instantánea** (*Snapshot*) o **Exportar** (*Exportar*).

Para obtener instrucciones detalladas sobre cada opción, haga click en [Compartir tableros en Grafana](#)




Compartiendo Paneles

Haga clic en el Título del panel> del menú seleccione **Compartir** (*Sharing*)> Seleccione una de las tres opciones: **Enlace** (*Link*), **Incluir** (*Embed*) o **Instantánea** (*Snapshot*).

Para obtener instrucciones detalladas sobre cada opción, haga click en: [Compartiendo Paneles en](#)

Grafana



Anterior: [Controles de rango de tiempo](#) | Volver a la página inicial: [Guía de Usuario del Tablero mSupply](#)

From: <https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link: <https://wiki.msupply.foundation/es:dashboard:sharing>

Last update: **2020/04/20 20:48**

