



# Configurando mSupply Móvil en su dispositivo



**mSupply Móvil** puede ser configurado en su dispositivo Android por el [Equipo de Soporte de mSupply](#) o por el personal de Informática de su empresa con nuestro soporte

## Por favor notar

- Será necesario configurar un dispositivo para cada sitio o instalación que operará en mSupply Móvil e.g. Una clínica.
- Se debe asignar un dispositivo al sitio, **NO** a un usuario individual. Como tal, TODAS las cuentas de usuario configuradas en el dispositivo deben ser para el sitio. Si un individuo se va, otra persona se hará cargo del funcionamiento del dispositivo, y nada debería ser cambiado.
- En mSupply, cada sitio se configurará como lo que se conoce como **un almacén mSupply**



## Guía de Usuario - mSupply Móvil

### Comenzando

#### Requisitos de hardware del dispositivo Android

##### Especificaciones mínimas

- Tamaño mínimo de pantalla: **9.8 pulgadas** (medida en diagonal)
- Mínima resolución de pantalla: **768 x 1024 pixels**

## Especificaciones Recomendadas

- Resolución de pantalla recomendada: **800 × 1280 pixels**
- Datos móviles habilitados (Mínimo: 3G)
- Version de Android: 4.4.4 o superior
- Memoria Ram: 1.5 Gb
- Microprocesador: Quad-core 1.3 GHz

## Instalación

Puede descargar la última versión de mSupply Móvil desde GitHub[aquí](#)

Si está actualizando a la versión de mSupply Móvil 2.0.0, hay algunos cambios que deben realizarse en su versión de escritorio y servidor (*mSupply Desktop / Server*):

- Actualizar la versión de mSupply Server a v3.83 or superior
- Establecer la visibilidad para las tiendas de suministros (incluida la principal tienda proveedora)
- Agregue un nuevo Proveedor como instalación (Proveedor externo) y hágalo visible en el almacén móvil
- Configurar el resto de los almacenes móviles/escritorio con los que el almacén actual debe interactuar (enviar/recibir Requisiciones, enviar/recibir Facturas) como 'transferencias' en almacén/sincronizador (esto debe ser realizado por el equipo de mSupply)


## Inicializaciones

La aplicación mSupply Mobile debe estar instalada en su tablet. Una vez iniciado, debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña del sitio y la URL del servidor mSupply que contendrá los datos generados por el dispositivo.

## OK. Aquí vamos!


Esta es la pantalla de inicio de sesión. Se le dará un nombre de usuario y contraseña cuando su tablet esté instalada en su clínica. Su tableta sólo puede iniciar sesión en un lugar físico (instalación).

Lo primero que debe hacer es elegir su idioma preferido haciendo clic en **Lenguaje** (*Language*) en la parte inferior izquierda de su pantalla.



La tablet anterior solicita el nombre de usuario y la contraseña de la persona que operará el almacén. Este nombre de usuario y contraseña deben establecerse en el servidor mSupply. Referirse a [Administrando Usuarios](#) en la Guía de Usuario de mSupply.

Por ejemplo, si tu primer idioma es Tetum, ¡entonces tienes suerte!



Una vez que haya seleccionado el idioma de su elección, ingrese su nombre de usuario y contraseña y haga clic en **Iniciar sesión!**



Después de 3 minutos de no usar la aplicación (ya sea en segundo plano o la aplicación está inactiva), se cerrará la sesión.


Esto nos lleva a la pantalla principal. Volveremos mucho a la pantalla principal a medida que usemos mSupply Móvil, por lo que es importante comprender las funciones principales. Veamos una por una.




Las insignias rojas indican que hay transacciones sin finalizar que requieren atención. Haga clic en una insignia para obtener una descripción. Estas desaparecerán automáticamente cuando no queden transacciones sin finalizar.



Un link en la esquina superior derecha de la pantalla muestra el estado de sincronización (*Sync Status*)



Al hacer clic en este enlace, accederá a una página donde puede elegir realizar una sincronización manual si hay conectividad a Internet.



Puede cerrar esta página haciendo click en la cruz en la esquina superior derecha.


Usuarios con los permisos adecuados pueden acceder a **Configuraciones** del dispositivo móvil en la parte inferior derecha de la pantalla.



Para cerrar sesión, haga clic en el botón **Cerrar sesión** en la parte inferior izquierda de la pantalla.



## Clientes



El área de **Clientes** es para todo el stock que SALE de su instalación. Los clientes pueden ser **otras instalaciones** que usted suministre, **médicos y enfermeras** haciendo visitas de divulgación, o **pacientes individuales**.



El botón **Facturas de clientes** muestra una lista de los pedidos enviados a sus clientes y le permite crear otros nuevos.



El botón **Requisiciones de clientes** muestra una lista de pedidos realizados por clientes que solicitan stock de su almacén.

## Proveedores



El área **Proveedores** muestra los pedidos que ha realizado y recibido para **su propio stock**. Por lo general, solo tendrá UN proveedor (un almacén médico u otra instalación de atención médica) y esto estará pre-programado para usted.




El botón **Facturas de proveedores** muestra una lista de los pedidos que **recibió** o está esperando recibir.



El botón **Requisiciones de proveedor** le permite **realizar un pedido** y muestra una lista de pedidos que ya ha realizado.

### Stock



La sección **Stock** se usa para administrar el stock en su tienda.




El botón **Stock actual** le permite ver fácilmente cuánto stock tiene actualmente (“¿Cuántas tabletas de paracetamol tengo?”), buscar un artículo individual o verificar las fechas de vencimiento.



El botón **Inventarios** le permite hacer un inventario de todos los artículos o una pequeña selección de artículos y le muestra una lista de todos los inventarios anteriores. También puede usar este área para actualizar el stock de un artículo cuando se dé cuenta de que hay un error.

---

(¡Y aquí está la pantalla principal en lenguaje Tetum!)



Previo: [Guía de Usuario - mSupply Móvil](#) | | Siguiente: [Facturas de clientes](#)

- [Preparando el dispositivo](#)
- [Inicializando el almacén](#)

Volver a: [Configurando mSupply Móvil](#) | | Siguiente: [Preparando el dispositivo](#)

From: <https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link: [https://wiki.msupply.foundation/es:mobile:setup:device\\_side?rev=1584044957](https://wiki.msupply.foundation/es:mobile:setup:device_side?rev=1584044957)

Last update: **2020/03/12 20:29**

