1/12

# 🕆 Fix Me!

Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer

#### la traduction

(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)

NeedsReview

# Équipment de la chaîne du froid

# **Configuration du module des Vaccins**

Le mode Vaccin est visible seulement **si le dépôt est configuré correctement sur le serveur**. Voyez comment ici

### Permissions

- Msupply a besoin que bluetooth soit activé sur votre appareil pour pouvoir y synchroniser les températures. Nous essaierons de l'activer chaque fois que nous essayons de nous connecter avec vos capteurs, mais il y a certains cas pour lesquels nous ne pourrions pas être en mesure de le réactiver! (Par exemple, s'il est brisé ou que votre appareil n'a pas bluetooth!)
- mSupply devra avoir accès à votre location pour activer le contrôle de la température [Pourquoi? Nous ne le savons pas, demandez à Google!]
- Lorsque l'un ou l'autre est désactivé, la synchronisation de la température sera désactivée comme ici:



Pour activer les permissions pour la location, vous pouvez soit l'activer dans les paramètres de votre appareil ou manuellement activer cette permission chaque fois à l'exécution. Si vous n'avez pas accès aux paramètres de votre appareil, contactez le soutien à la clientèle de mSupply.

- Pour activer à partir des paramètres de votre appareil (l'exemple ci-dessous est pour une tablette Lenovo E10):
  - Allez sur vos paramètres App:



• Trouver l'endroit où se trouve la gestion des permissions (en général l'onglet Apps et Notifications).

0 6 0			♥⊿ 🛢 1:33
Q Search setti	ngs		
	٥	Finish setting up your device Transfer data, add Google Account, and more FINISH SETUP	
			~
	•	Network & Internet Wi-Fi, mobile, data usege	
	[0]	Connected devices Bluetooth, Cast	
		Apps & notifications Permissions, default apps	
		isanery 100%	
	Ð	Display Wallpaper, sleep, font size	
	49	Sound Volume, vibration, Do Not Disturb	
		4 0 H	

• Taper sur mSupply mobile. Après l'avoir trouvé...

Activer la permission de location!

	10	♥⊿ 🛔 1:33
÷	App permissions	Ø :
*	mSupply Mobile	
0	Location	
۳.,	Phone	
	Storage	
	۹ ۵	

- Alternativement, vous pouvez essayer de synchroniser manuellement les températures. Si vous n'avez pas déjà autorisé l'utilisation de la location, nous allons vous la demander à ce moment. Si cette permission n'est pas activée, nous ne pouvons synchroniser les températures. Nous allons réessayer de synchroniser automatiquement toutes les 10 minutes, mais puisque nous ne souhaitons pas vous déranger avec la demande d'autorisation à chaque fois, nous vous la demanderons ensuite seulement lorsque vous tenterez de synchroniser les températures manuellement et que la permission est désactivée.
- Si vous cochez "Ne demandez plus" nous ne pourrons pas! Vous devrez alors suivre la marche à suivre ci-dessus pour nous donner manuellement la permission de voir votre location.



## Utiliser le module des vaccins

Activer le module des vaccins changera l'apparence de votre page de menu, y ajoutant un bouton Vaccins.



#### **Factures fournisseurs**

Avec le module des vaccins activé vous aurez automatiquement quelques colonnes supplémentaires sur votre facture fournisseur - la location et l'état de la pastille de contrôle du Vaccin(PCV).

Entry Date: 7/6/2020 Confirm Date:		7/6/2020		Extern	al Supp	dier					
Q Sear			Comment:					_		Blew	Dern.
TEM CODE‡	ITEM NAME	÷	BATCH NAME	¢	1.00	ATTON	vv	M STATUS	guantity \$	EXPIRY	REMOV
lac2	Vaccine2		supplier_invok	ce2	ß	N/A	ß	WMSt	0		0
/ac1	Vaccine1		supplier_invoi	002	C.		ø	WMR	0		0

Vous pouvez sélectionner un emplacement en tapant sur l'icône avec la flèche dans la cellule de l'emplacement. Cela vous permettra de choisir un emplacement à partir d'une liste. Les emplacements disponibles sont restreints au type de location permis pour l'article en question (configuré sur la version desktop).

1	Invoice 2		💃 mSupply		finalise 💟
			Select a location		×
	Vaccin	e Fridge			

Vous pouvez également changer l'état de la pastille de contrôle du Vaccin - la valeur par défaut est le plus bas niveau, mais peut être modifié en cliquant sur l'icône avec la flèche situé dans la cellule de la colonne de l'état de la PCV.



#### **Factures client**

Le module de vaccin automatiquement ajoute 2 colonnes sur la facture client - les colonnes Doses et rupture.

Entry Date: 7/ Confirm Date: 7/ Entered By: jo	/6/2020 /6/2020 sh	Customer: G Their Ref: Comment:	eneral	1		New	Item.
Q Search by ite						Add Maste	List Items
ITEM CODE	ITEM NAME	•	AVAILABLE STOCK 👙	quantity 🖨	DOSES 🖨	BREACH	REMOV
Vac1	Vaccine1		15	3	6	A	0
bu	Ibuprofen		0	0	N/A		0

• La colonne **Doses** est pour le nombre de doses utilisées (afin de pouvoir tenir compte du gaspillage des flacons ouverts). Elle sera automatiquement renseignée, pour plus de commodité, par la *quantité de l'article* \* *nombre de doses dans un flacon* mais vous pouvez

aussi la modifier! Par contre, il y a une limite maximale égale *au nombre de doses dans un flacon pour ce vaccin \* la quantité*.

7/12

- La colonne **Rupture** montre si un vaccin a été touchée par une rupture de température. Veuillez noter que sans ajouter une quantité à l'article dans la facture client, nous ne savons pas exactement quels sont les lots distribués, donc il se peut que l'icône de rupture ne s'affiche pas encore.
- Si l'icône de rupture (un triangle orange avec un point d'exclamation) est affiché pour une ligne, ceci vous signale que le stock de cette ligne a eu une rupture de température. Taper sur l'icône affichera un graphique de la rupture de température. Dans l'exemple ci-dessous, le réfrigérateur semble être brisé, et ce n'est donc probablement pas une bonne idée d'utiliser ce lot!



#### **Réquisitions aux fournisseurs**

Taper sur une ligne de votre réquisition au fournisseur affichera la date de la dernière réquisition de vaccin, ainsi que d'autres détails tels que le gaspillage des flacons ouverts et fermés depuis la dernière réquisition.

Last update: 2020/07/31 fr:mobile:user\_guide:cold\_chain\_equipment https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user\_guide:cold\_chain\_equipment?rev=1596226949 20:22

Entry Date: Entered By:	7/6/2020 Josh		Supplier: Months St Comment:	Genera	1	,	Use Suggested Quantities		New Inc	n.
Q Search							Create Automati Order	•	Add Manter Li	et Derma
ITEM CODE \$	ITEM NAME		* CURR	ENT STOCK Ø	MONTHLY USE		GUANTITY 0	RE	QUESTED C	REMO
Vaci	Vaccinel			7	97		95		0	0
Vac2	Vaccine2			20	85		69		¢	0
Last r Open	equiaition date: vial wastage:	7 Jun 2020 13								×

#### Inventaires

Taper sur une ligne d'inventaire pour un vaccin vous affichera également les colonnes supplémentaires pour les **Doses** et **Rupture**.

<	Stocktake 11			* mSupply				FINALISE	2
								×	
I	ITEM NAME Vaccinel							Add Batch	
	BATCH NAME LOCATION	VVM STATUS	EXPIRY	SNAPSHOT &	ACTUAL \$	DOSES 🖨	BREACH	DIFFERENCE \$	
	slier_invoice7 🛃 Vaccin	VVMSt.	12/2020	20		0	A	N/A	

Ici, vous pouvez ajuster les quantités de votre vaccine au besoin, changer son emplacement, ou si l'état de la pastille de contrôle de vaccin a changé, vous pouvez le mettre à jour ici. Vous pouvez également voir les ruptures de températures du lot afin de vous aider dans vos prises décisisons!

#### Module des vaccins

Taper sur le bouton Vaccin dans la page du menu affichera la liste de tous vo réfrigérateurs possédant un capteur. Vous pourrez y voir les températures du réfrigérateur, ainsi que d'autres détails tel que la quantité de stock présente dans le réfrigérateur, ou les températures auquel il a été exposé. Vous pouvez ajuster les dates pour avoir une vision à plus grande échelle des températures, ou en réduire l'échelle pour avoir des détails plus fins sur les températures.



- La ligne bleue correspond à la température minimum à ce moment, alors que la ligne rouge correspond à la température la plus chaude.
- Les icônes d'alerte indique une rupture de température. Vous pouvez tapé sur les icônes d'alerte pour voir des détails plus fins sur cette rupture spécifique.



• Ici vous pouvez voir qu'il y a eue une longue rupture - heureusement qu'il n'y avait aucun vaccin dans le réfrigérateur à ce moment!

#### Admin

Si vous êtes un admin vous serez en mesure de voir un bouton pour ouvrir la page Admin.

11/12



C'est l'endroit où vous pouvez faire des ajustements à vos réfrigérateurs et capteurs, et découvrir de nouveaux capteurs grâce à votre adapteur bluetooth. Vous pouvez modifier des emplacements avec le bouton **Edit** - Noter que les types d'emplacement doivent eux être créés sur le serveur principal.

 Location	n Details	
Code Is required		
vfl		_
Description In required		
Vaccine Fridge		_
Location type		
Vaccine Fridge	-	
Cancel	Save	

Vous pouvez aussi voir les capteurs que vous avez configurés ici:

Last update: 2020/07/31 fr:mobile:user\_guide:cold\_chain\_equipment https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user\_guide:cold\_chain\_equipment?rev=1596226949 20:22

٢			Supply	SYNC ENABLE	• <b>●</b> = ୬	SYNC IN PROCRESS	• • = (
Fridges	Sensors	Q Search by nam					Start scan
NAME		COCATION			BATTERY LEVEL\$	MAC ADDRESS\$	REMOVE
èdente: <b>The Ca</b> s	sh Register	Suivante: 🖊	Nobile Se	ttings			

From: https://wiki.msupply.foundation/ - mSupply Foundation Documentation

Permanent link: https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user\_guide:cold\_chain\_equipment?rev=1596226949

Last update: 2020/07/31 20:22

