



Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer
(une fois la traduction terminée)

Dispensation

Le mode de dispensation est disponible seulement si le dépôt est configuré correctement sur le serveur. Voyez comment [ici](#)

Patients

Si vous tapez sur l'icône **Dispensaire** la liste de vos patients s'affichera. Vous pouvez chercher un patient spécifique en utilisant le champ situé dans la barre de recherche.

CONSEIL: vous pouvez chercher par prénom et nom en utilisant une virgule. Par exemple: g, j recherchera tous les patients dont le nom commence par G et le prénom commence par J.

Ajouter un nouveau patient

- Pour créer un nouveau patient, taper sur le bouton **Nouveau patient**.

Patient Détail

Prénom	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>
Date de naissance	<input type="text"/> 07/02/2020 
Courriel	<input type="text"/>
Téléphone	<input type="text"/>
Adresse 1	<input type="text"/>
Adresse 2	<input type="text"/>

Annuler **Save**

- Une nouvelle fenêtre sera affiché.
- Les champs marqués EST REQUIS sont des champs qui doivent être remplis.
- Les autres champs sont optionnels.
- Le bouton Sauvegarder sera activé lorsque tous les champs requis auront été remplis.
- Lorsque vous avez saisi toutes les informations requises, tapez le bouton **SAUVEGARDER**.

Patient Details

First name
is required

Joshua

Last name
is required

Griffin

Date of birth
is required

25/06/1989

Email

Phone

Address 1

Address 2



Cancel **Save**

Modifier les informations d'un patient

Pour modifier les informations d'un patient, tapez le bouton **modifier** situé au bout de la ligne de ce patient. Facile!

The screenshot shows the mSupply mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text "Dispensary", the mSupply logo, and connectivity icons for "SYNC ENABLED", a cloud, and a signal. Below the navigation bar is a search bar with a magnifying glass icon and the text "j.g". To the right of the search bar is a red "X" button and a "New Patient" button. The main area is a table with the following columns: CODE, FIRST NAME, LAST NAME, D.O.B., HISTORY, EDIT, and DISPENSE. A single row of data is visible, representing a patient named "j.g". The patient's details are: CODE "zam08", FIRST NAME "Joshua", LAST NAME "Grimm", D.O.B. "Jun 25, 1989", HISTORY (with a red edit icon), EDIT (with a red edit icon), and DISPENSE (with a red arrow icon). The entire interface is designed for mobile devices with a light blue background.

CODE	FIRST NAME	LAST NAME	D.O.B.	HISTORY	EDIT	DISPENSE
zam08	Joshua	Grimm	Jun 25, 1989	(red edit icon)	(red edit icon)	(red arrow icon)

Voir l'historique d'un patient

Vous pouvez aussi afficher l'historique d'un patient en tapant le bouton **historique**.

Patient History - Joshua Griffin				X
ITEM CODE	ITEM NAME	QUANTITY	PREScriBER	
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1	James Smith	

Prescripteurs

Vous pouvez afficher, ajouter ou modifier les prescripteurs de la même manière que pour les patients.

Tapez simplement le bouton à bascule “Prescripteurs” en haut de la fenêtre:

Pour modifier un prescripteur, tapez le bouton de modification (icône de stylo) de la ligne que vous souhaitez modifier. Les informations du prescripteur seront dès lors affichées:

Prescriber Details

First name
is required

Last name
is required

Registration code
is required

Email

Phone

Address 1

Address 2

Cancel **Save**

De la même manière que pour les patients, vous ne pourrez sauvegarder l'enregistrement qu'une fois que vous aurez saisi tous les champs requis.

The screenshot shows the mSupply Dispensary application interface. At the top, there is a header with the text "Dispensary" and the mSupply logo. To the right of the logo are status indicators for "SYNC ENABLED" and connectivity. Below the header is a navigation bar with tabs for "Patients" and "Prescribers". The "Prescribers" tab is selected, indicated by an orange background. A search bar with a magnifying glass icon is positioned next to the tabs. On the far right of the navigation bar is a button labeled "New Prescriber". The main content area is a table listing prescribers. The columns are labeled "CODE", "FIRST NAME", "LAST NAME", and "EDIT". There are two rows of data:

CODE	FIRST NAME	LAST NAME	EDIT
J-1234	Jasmine	McKewen	
JS-987	James	Smith	

Dispensation au patient

- D'abord, trouvez le patient à qui vous voulez dispenser (voyez ci-haut pour comment afficher/modifier un patient)
- Cliquez ensuite sur le bouton **Dispenser** de cette ligne.

CODE	FIRST NAME	LAST NAME	D.O.B.	HISTORY	EDIT	DISPENSE
zarn4	Joshua	Griffin	Jun 25, 1909			

La Dispensation est un processus qui s'effectue en trois étapes. Chaque étape doit être complétée avant de passer à l'étape suivante.

1. Étape 1 Vous devez sélectionner un prescripteur en cliquant sur l'icône SÉLECTIONNER
 - REMARQUE: Vous pouvez appuyer, à tout moment, sur les icônes HISTORIQUE et MODIFIER à côté du nom du patient pour modifier les informations du patient ou afficher son historique.
 - Vous pouvez filtrer la liste à l'aide de la barre de recherche
 - Une fois que vous avez sélectionné le prescripteur, vous pouvez le modifier à tout moment en utilisant l'icône MODIFIER à côté de son nom
2. Étape 2: Vous devez choisir l'article à dispenser en sélectionnant la ligne du côté gauche. Vous pouvez filtrer les articles en utilisant la barre de recherche.

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription management. At the top, there's a header with the date and time (2026/01/30 01:35), the page number (9/13), and the word "Dispensation". Below the header, the screen is divided into three main sections: "Prescription 922" (left), "mSupply" logo (center), and "SYNC ENABLED" status (right). A progress bar at the top indicates the steps: "1 Select the prescriber" (Patient: Joshua Griffin), "2 Select items" (with a central edit icon), and "3 Finalise" (Prescriber: Jasmine McKewen).

The left side of the screen displays a table of medications with columns for CODE, NAME, and QUANTITY. The table includes the following items:

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	59
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP	27

On the right, a modal dialog box is open with the instruction "Click on an item to add it". At the bottom right of the screen are two buttons: "Cancel" and "Next".

Vous devez sélectionner au moins une ligne pour continuer.

Une fois l'article sélectionné, vous pouvez ajuster la quantité en utilisant les boutons + et -, ou saisir la quantité directement dans la zone de texte (tapez d'abord dans la zone de texte pour afficher le clavier).

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for creating a prescription. The top navigation bar indicates "Prescription 922". The main screen is divided into three steps: 1) Select the prescriber (Patient: Joshua Griffin), 2) Select items, and 3) Finalise (Prescriber: Jasmine McKewen). Step 2 is currently active, showing a list of items with their codes, names, and quantities. A modal window is open over the list, displaying a single item: ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP with a quantity of 1. The modal includes a minus button (-), a plus button (+), and an 'X' button to remove the item. Below the item details is a link to "Usage directions". At the bottom right of the modal are "Cancel" and "Next" buttons.

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	58
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP	27

Vous pouvez enlever un article en utilisant le bouton X.

Saisissez les instructions pour l'article dans la zone de texte Instructions.

Une fois que vous avez mise à jour la quantité, le bouton Suivant deviendra disponible et vous pourrez passer à l'étape 3.

Notez que cliquez sur Annuler, ou quittez cette prescription aura pour effet de la **SUPPRIMER**.


The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription management. At the top, there is a header with the date and time (2026/01/30 01:35), the page number (11/13), and the section title (Dispensation). Below the header, the screen is divided into three main sections:

- Section 1 (Patient):** Shows the patient name "Joshua Griffin".
- Section 2 (Items):** A table listing various medical items with their codes, names, and quantities. One item, "ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP", has a quantity of 56.
- Section 3 (Prescriber):** Shows the prescriber name "Jasmine McKewen".


In the center, there is a large button labeled "Select items" with a red border. To the left of this button is a circular icon with the number "1" and the text "Select the prescriber". To the right is a circular icon with the number "2" and the text "Select items". To the far right is a circular icon with the number "3" and the text "Finalise".

A modal window is open on the right side, titled "ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP". It displays the quantity "3" with a minus sign (-) and a plus sign (+) button. Below the quantity is a section labeled "Usage directions". At the bottom of the modal are two buttons: "Cancel" and "Next".

- Étape 3: Vous pouvez voir le résultat final de la prescription et ajouter toute autre information tel qu'un commentaire.



Taper le bouton **Compléter** finalisera la prescription. Cela signifie que la prescription sera dorénavant verrouillée - Vous ne serez plus en mesure de la modifier.



C'était facile!. Si vous avez activé la fonctionnalité des paiements, vous pouvez passer à l'étape suivante pour recevoir le paiement. Sinon vous pouvez continuer et dispenser la prescription suivante.

From:
<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**



Permanent link:
https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:dispensing?rev=1581107438

Last update: **2020/02/07 20:30**