



Esta página ainda não está totalmente traduzida. Por favor, ajude a concluir a tradução.


(remova este parágrafo quando a tradução terminar)

### 3. Controle do intervalo de tempo

O intervalo de tempo controla os dados que são visíveis nos painéis e sub-painéis.

Para ver ou modificar o intervalo de tempo, clique no ícone de relógio no canto superior direito do quadro de painéis. Você será apresentado ao menu de controle do **intervalo de tempo**: pré-definido (*Quick Range*) ou customizado (*Custom Range*), e ao controle de **intervalo de atualização** (*Refreshing every*) dos seus painéis.

Para mais detalhes, acesse: [Controle de intervalo de tempo no Grafana](#)



Anterior: [Sub-painéis](#) | Próximo: [Compartilhando](#)

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link:

[https://wiki.msupply.foundation/pt:dashboard:time\\_range?rev=1581451764](https://wiki.msupply.foundation/pt:dashboard:time_range?rev=1581451764)



Last update: **2020/02/11 20:09**