



Instalação mSupply Mobile - Tablet



O **mSupply Mobile** pode ser instalado no seu dispositivo Android pelo [time de Suporte mSupply](#) ou pelo time de Suporte Técnico local que pode contar com toda a assistência do nosso time.

Favor observar

- Um Tablet (dispositivo Android) deve ser configurado por cada local que estará utilizando o mSupply Mobile. Por exemplo: Um Tablet por clinica de saúde.
- O Tablet deverá ser alocado para o local de uso, e **NÃO** por funcionário. Portanto TODOS os usuários deverão ser configurados no mesmo dispositivo de utilização do mSupply Mobile. Se um funcionário deixar de trabalhar neste local outra pessoa assumirá a operação do Tablet, com um outro usuário, sem alterar nada mais.
- No servidor mSupply cada clinica será configurada ao que chamaremos de um **local mSupply**.

Requisitos de Hardware e Sistema Android

Especificações mínimas

- Tamanho mínimo do ecrã: **9.8 inches** (medida diagonal)
- Resolution mínima do ecrã: **768 x 1024 pixels**

Especificações recomendadas

- Resolução mínima do ecrã: **800 x 1280 pixels**
- Habilitado com Dados de celular (ao menos 3G)
- Android 4.4.4 ou acima
- 1.5 Gb Ram
- Quad-core 1.3 GHz

- [Como fazer a configuração do Tablet](#)
- [Inicialização do seu local mSupply](#)

Retornar para: [Configuração do mSupply Mobile](#) | | Próximo: [Como fazer a configuração do Tablet](#)

From:
<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link:
https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:device_side?rev=1583380068

Last update: **2020/03/05 03:47**

