

## 2. Criação de um Registro para SYNC

O primeiro passo é criar um registro para SYNC que será vinculado ao novo local mSupply Mobile.




Em 24/10/2019 o processo ainda é manual, o que será resolvido em uma nova versão. Por enquanto cada local precisa ter um registro para SYNC criado manualmente, um por um.

1. Na aba Admin > Preferencias




2. Na aba Sincronização no lado esquerdo clique no botão para desbloquear e insira a senha



3. Adicione um novo registro para SYNC 

4. Insira o **Sync ID**, **Nome do local** e **Senha**. Note que não deve inserir um **URL** ou **Hardware ID**.



5. Clique em **OK**



- Guarde a senha em um local seguro! Se você perde-la não poderá realizar a sincronização inicial dos dados novamente!
- Sussol deverá guardar a senha seguramente se nós fizemos a instalação deste local.

Anterior: [1](#) | | Próximo: [3](#)

From:  
<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link:  
[https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server\\_side:2?rev=1582769038](https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server_side:2?rev=1582769038)

Last update: **2020/02/27 02:03**

