2025/11/14 17:10 1/3 2

## 2. Criação do registro para SYNC

O primeiro passo é criar um registro para SYNC que será vinculado ao novo local mSupply Mobile.




Em 24/10/2019 o processo ainda é manual, o que será resolvido em uma nova verão. Por enquanto cada local precisa ter um registro para SYNC criado manualmente, um por um.


1. Na aba Admin > Preferencias



2. Na aba Sincronização no lado esquerdo clique no botão para desbloquear e insira a senha



- 3. Adicione um novo registro para SYNC
- 4. Insira o **Sync ID**, **Nome do local** e **Senha**. Note que não deve inserir um **URL** ou **Hardware ID**.



5. Clique em **OK** 



- Guarde a senha em um local seguro! Se você perde-la não poderá realizar a sincronização inicial dos dados novamente!
- Sussol deverá guardar a senha seguramente se nós fizemos a instalação deste local.

2025/11/14 17:10 3/3

Anterior: 1 | | Próximo: 3

From:

https://wiki.msupply.foundation/ - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:

https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server\_side:2?rev=1583462516

Last update: 2020/03/06 02:41

