


2. Criação do registro para SYNC


O primeiro passo é criar um registro para SYNC que será vinculado ao novo local mSupply Mobile.



1. Na aba Admin > Preferencias (*Preferences*)




2. Na aba Sincronização (*Synchronise*) clique no botão para desbloquear (*Click to un-lock*) e insira a senha



3. Adicione um novo registro para SYNC

4. Insira o **Sync ID**, **Nome do local** (*Sync name*) e **Senha do local** (*Password*). Note que você não deve inserir um **URL** ou **Hardware ID**.



5. Clique em **OK**



- Guarde a senha em um local seguro! Se você perde-la não poderá realizar a sincronização inicial dos dados novamente!
- Sussol deverá guardar a senha seguramente se nós fizemos a instalação deste local.

Anterior: [1](#) | Próximo: [3. Criação do local mSupply](#)

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**



Permanent link:

https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server_side:2?rev=1583699961

Last update: **2020/03/08 20:39**