

## 2. Criação do registro para SYNC

O primeiro passo é criar um registro para SYNC que será vinculado ao novo local mSupply Mobile.





Em 24/10/2019 o processo ainda é manual, o que será resolvido em uma nova versão. Por enquanto cada local precisa ter um registro para SYNC criado manualmente, um por um.

1. Na aba Admin > Preferencias (*Preferences*)




2. Na aba Sincronização (*Sinchronise*) clique no botão para desbloquear (*Click to un-lock*) e insira a senha



3. Adicione um novo registro para SYNC 

4. Insira o **Sync ID**, **Nome do local** (*Sync name*) e **Senha do local** (*Password*). Note que você não deve inserir um **URL** ou **Hardware ID**.



5. Clique em **OK**



- Guarde a senha em um local seguro! Se você perde-la não poderá realizar a sincronização inicial dos dados novamente!
- Sussol deverá guardar a senha seguramente se nós fizemos a instalação deste local.

Anterior: **1** | | Próximo: **3. Criação do local mSupply**

From:  
<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link:  
[https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server\\_side:create\\_sync\\_site?rev=1583802178](https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server_side:create_sync_site?rev=1583802178)

Last update: **2020/03/10 01:02**

