



User Guide - mSupply Mobile

Começando a usar

Requisitos de Hardware

Especificações mínimas

- Tamanho mínimo do ecrã: **9.8 inches** (medida diagonal)
- Resolution mínima do ecrã: **768 x 1024 pixels**

Especificações recomendadas

- Resolução mínima do ecrã: 800 x 1280 pixels
- Habilitado com Dados de celular (ao menos 3G)
- Android 4.4.4 ou acima
- 1.5 Gb Ram
- Quad-core 1.3 GHz

Instalação

Para obter a versão mais atualizada do mSupply mobile [clique aqui](#).

Se você está atualizando para a versão mSupply Mobile 2.0.0 ou acima, o servidor mSupply também precisará ser atualizado.

- Atualize o servidor mSupply para a versão 3.83 ou acima
- Selecione a visibilidade para todos seus locais Fornecedores
- Adicione novos Fornecedores externos como Instalações e selecione como visível para o seu local mSupply mobile.
- Configure os outros locais (*desktop/mobile*) - com os quais a sua clinica, que está usando o mSupply mobile, deverá se conectar (para enviar/receber Requisições, enviar/receber Faturas) - como '*transfers*' na aba 'Sincronização' do local no servidor mSupply (isso deve ser feito pelo suporte do mSupply)

Inicialização


O aplicativo mSupply mobile precisa estar instalado no seu tablet primeiro. Ao iniciar o aplicativo

mSupply mobile, você deverá preencher o local, senha e a URL onde se encontra o servidor mSupply que armazena e envia os dados para o seu tablet.

OK. Aqui vamos nós!


Esta é a tela de login. Você deve inserir aqui o usuário e a senha quando o tablet estiver instalado na sua clínica. O tablet irá conectar-se apenas com uma instalação.

A primeira coisa a fazer é selecionar a língua de preferência clicando em **Língua** no canto inferior do seu ecrã.



O tablet acima está solicitando que seja inserido o usuário e senha para quem estiver logado no local. Esse usuário e senha deve estar configurado no servidor mSupply primordialmente. Por favor, acesse [Gerenciando usuários](#) no Guia de usuários mSupply.

No exemplo abaixo, se a sua língua de preferência é Tetum, você está com sorte!




Assim que você estiver escolhido a sua língua de preferência, insira seu usuário, senha e clique em **Entrar!**




The login screen for mSupply features the mSupply logo at the top, which includes a stylized figure holding a red cross. Below the logo are two input fields: 'User Name' and 'Password'. At the bottom of the screen is a large grey button labeled 'Login'.


Você será levado para a tela principal. Nós estaremos retornando para a tela principal muitas vezes durante a utilização do aplicativo do mSupply mobile, então é importante aprender suas principais ferramentas. Vamos detalhar cada uma delas.




O número em vermelho indica que existem transações não finalizadas precisando de atenção. Clique nele para ver a descrição. Esses números são automaticamente removidos quando não houverem mais transações não finalizadas.



O link no canto superior direito do ecrã mostra **Sync Status**




Clicar no link o levará para uma página onde você poderá escolher fazer uma sincronização manual se houver conexão com internet.




Você poderá fechar essa página ao clicar no X no canto superior direito.


Usuários com permissão poderão acessar as **Configurações do dispositivo** no canto inferior direito do ecrã.



To log out, click the **Log Out** button on the bottom left of the screen. Para sair, clicar no botão **Sair** no canto inferior do ecrã.



Clientes



A área dos **Clientes** é destinada a todo estoque que está saindo da sua instalação. Clientes podem ser **Outras instalações** para onde o seu local fornece, **médicos ou enfermeiros** que atendem fora das clínicas ou **Pacientes**.



O botão **Faturas de clientes** mostrará a lista de pedidos enviados AOS seus clientes e permitirá adicionar novos pedidos.



O botão *Requisições de clientes* mostrará a lista de pedidos feitos PELOS clientes requisitando medicamentos do seu estoque.

Fornecedores



A área dos **Fornecedores** mostra os pedidos feitos e recebidos no seu local para compor o **seu estoque**. Normalmente, você terá UM fornecedor (um depósito central ou outra instalação) e isso deverá estar previamente configurado pra você.




O botão **Faturas dos fornecedores** mostrará a lista de pedidos que foram **recebidos** ou estão aguardando recebimento.

Supplier Requisitions

O botão **Requisições dos fornecedores** permite você **fazer um pedido** e mostra uma lista de pedidos que já foram feitos.

Estoque



A seção de **Estoque** é usada para gerenciar o seu estoque atual.

Current Stock

O botão **Estoque atual** permitirá ver facilmente quanto de estoque de cada medicamento está disponível na sua instalação (*“Quanto de Paracetamol ainda temos?”*), procurar por um item individual ou verificar datas de validade.

Stocktakes


O botão de **Inventários** permitirá você fazer um inventário de todos os itens do estoque atual ou de uma seleção menor de itens e mostrará uma lista com todos os inventários anteriores. Você também poderá usar essa área para atualizar os níveis de estoque de itens quando perceber que houve um erro de contagem.

(E assim é a tela principal na língua Tetum!)

Last update:

2020/02/11
20:32

pt:mobile:user_guide:getting_started https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:user_guide:getting_started?rev=1581453143



Anterior: [Guia do usuário - mSupply Mobile](#) | | Próximo: [Faturas para clientes](#)

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:

https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:user_guide:getting_started?rev=1581453143

Last update: 2020/02/11 20:32

